


# Masques de procédure à usage unique de niveau 1



## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Hypoallergènes
- Sans latex et sans fibre de verre
- Bandelette nasale souple et ajustable
- Confort et légèreté
- Destinés aux travailleurs et à la population en général

Renseignements	MARQUES DES MASQUES				
	Continental	Humask 1000	MedSup	MedSup	Phare Médica
Code de produit et couleur (s)	APC-1520 : bleu	APC-1450 : bleu APC-1465 : noir	APC-1468 : bleu	APC-1470 : noir	APC-1517 : bleu
Quantité par boîte	50	50	50	50	50
Licence de Santé Canada	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ASTM	ASTM F2100	ASTM F2100	ASTM F2100	ASTM F2100	ASTM F2100
Efficacité de filtration bactérienne (BFE)	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %
Efficacité de filtration des particules (PFE)	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %
Résistance aux fluides sanguins	80 mm Hg	80 mm Hg	80 mm Hg	80 mm Hg	80 mm Hg
Différentiel de pression	< 5,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	< 5,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	< 5,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	< 5,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>	< 5,0 mm H <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup>
Inflammabilité	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Caractéristiques spécifiques	- Excellente respirabilité - Bandelette nasale double - Fabriqué au Québec	- Respirabilité inégalée - Assemblage conçu par soudage ultrasonique - Fabriqué au Québec	- Scellé par ultrasons - Fabriqué en Chine	- Scellé par ultrasons - Fabriqué en Chine	- Technologie Élite Plus développée au Canada : excellent confort - Fabriqué au Canada
Prix unitaire*	50 à 950 masques : 0,28 \$ 1000 à 4950 : 0,26 \$ 5000 à 9950 : 0,24 \$ 10 000 et + : 0,19 \$	50 à 950 masques : 0,37 \$ 1000 à 4950 : 0,35 \$ 5000 à 9950 : 0,33 \$ 10 000 et + : 0,32 \$	50 à 950 masques : 0,26 \$ 1000 à 4950 : 0,24 \$ 5000 à 9950 : 0,22 \$ 10 000 et + : 0,19 \$	50 à 950 masques : 0,29 \$ 1000 à 4950 : 0,27 \$ 5000 à 9950 : 0,25 \$ 10 000 et + : 0,19 \$	50 à 950 masques : 0,29 \$ 1000 à 4950 : 0,27 \$ 5000 à 9950 : 0,25 \$ 10 000 et + : 0,22 \$



1 888 863-8660 • info@alco-prevention.com

[www.alco-prevention.com](http://www.alco-prevention.com)

\* Les prix sont sujets à changement sans préavis