


Masques de procédure à usage unique de niveau 2 particuliers et de niveau 3



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Hypoallergènes
- Sans latex et sans fibre de verre
- Bandelette nasale souple et ajustable
- Confort et légèreté

Renseignements	MARQUES DES MASQUES			
	Humask Pro Vision 2000	Phare Médica pour enfants	Humask Pro 3000	Phare Médica
Code de produit, couleur et niveau de protection	APC-1488 : blanc Niveau 2	APC-1516 : bleu Niveau 2	APC-1422 : bleu Niveau 3	APC-1519 : bleu Niveau 3
Quantité par boîte	30	50	50	50
Licence de Santé Canada	Oui	Oui	Oui	Oui
ASTM	ASTM F2100	ASTM F2100	ASTM F2100	ASTM F2100
Efficacité de filtration bactérienne (BFE)	100 %	≥ 98 %	100 %	≥ 98 %
Efficacité de filtration des particules (PFE)	99,33 %	≥ 98 %	99,47 %	≥ 98 %
Résistance aux fluides sanguins	120 mm Hg	120 mm Hg	160 mm Hg	160 mm Hg
Différentiel de pression	3,73 mm H ₂ O/cm ²	< 6,0 mm H ₂ O/cm ²	5,15 mm H ₂ O/cm ²	< 6,0 mm H ₂ O/cm ²
Caractéristiques spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> - Destiné à tous les travailleurs, en particulier ceux de l'éducation - Fenêtre qui permet une lecture labiale - Respirabilité inégalée - Soudage ultrasonique - Fabriqué au Québec 	<ul style="list-style-type: none"> - Technologie Élite Plus développée au Canada : excellent confort - Format plus petit adapté aux enfants : 145 mm x 95 mm - Fabriqué au Canada 	<ul style="list-style-type: none"> - Particulièrement destinés aux professionnels de la santé avec consultations très rapprochées - Technologie d'évacuation de l'humidité unique - Soudage ultrasonique - Fabriqué au Québec 	<ul style="list-style-type: none"> - Technologie Élite Plus développée au Canada : excellent confort - Fabriqué au Canada
Prix unitaire*	30 à 990 masques : 1,95 \$ 1020 à 4980 : 1,85 \$ 5010 à 9990 : 1,83 \$ 10 020 et + : 1,75 \$	50 à 950 masques : 0,26 \$ 1000 à 4950 : 0,24 \$ 5000 à 9950 : 0,22 \$ 10 000 et + : 0,20 \$	50 à 950 masques : 0,53 \$ 1000 à 4950 : 0,51 \$ 5000 à 9950 : 0,49 \$ 10 000 et + : 0,48 \$	50 à 950 masques : 0,33 \$ 1000 à 4950 : 0,31 \$ 5000 à 9950 : 0,29 \$ 10 000 et + : 0,27 \$